



Anmischbecher Alginat mit Rührwerk

Stück für 500 ml



Artikelnr.: 16846
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.66 kg
Höhe: 190 mm
Breite: 135 mm
Länge: 135 mm

€ 240,58

Zzgl. MwSt.

Stück Anmischbecher inklusive Rührwerk für 500 ml

Speziell ausgelegt für die Anforderungen von Alginaten. Blasenfreie Masse dank speziell geformtem Rührpaddel für Alginatmaterial. Leichte Reinigung durch spezielle Oberflächenbeschichtung.