



Diamantschleifer 158

Stück FG, Figur 158 lang, 10 mm, ISO 014



Artikelnr.: 16968

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

€ 9,53

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer FG, Figur 158 lang, Kopflänge: 10 mm, ISO 014

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Vollkeramik- und Metall-Keramik-Kronen, Metall-Keramik-Kronen, Porzellanlaminatverblendungen, MOD Onlays, partielle Verblendkronen, Zahnrestauration - Amalgam-Restaurationen, Komposit-Restaurationen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.