



Acrylic Polisher

Packung 6 Stück hellblau, HP, Figur 243, 19,5 mm, ISO 110



Artikelnr.: 16978
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 145 mm
Länge: 145 mm

€ 9,45

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer hellblau, HP, Figur 243, Kopflänge: 19,5 mm, ISO 110

Acrylic Polisher . 2 - Stufen Poliersystem für prothetische Kunststoffe. Korrekturen an palatinalen und lingualen Stellen der Prothese können schnell und ohne Einsatz von HM Fräsern durchgeführt werden. Polierer mit höchsten Standzeiten.

- Umdrehung 10.000 - 15.000 U/min.
- 1. Stufe = blau - Grobe Körnung, zum Vorschleifen
- 2. Stufe = hellblau - Mittlere Körnung, zum Glätten.
- Die Hochglanzpolitur erfolgt mit gelben Exa Technique Polierern.