



## Schraubmandrelle 303RF

Packung 6 Stück HP (124), 3 mm, ISO 050

---



Artikelnr.: 17317  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.023 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 20 mm  
Länge: 100 mm

**€ 11,73**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 6 Mandrelle HP (124), 3 mm, ISO 050

Schraubmandrell 303 RF/050, Handstück 3 mm, rostfrei.