



Aufsatzspitzen

Packung 96 Stück weiß



Artikelnr.: 17362
Hersteller: Schütz Dental
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 100 mm
Länge: 170 mm

€ 74,82

Zzgl. MwSt.

Packung 96 Aufsatzspitzen weiß

Verwenden Sie diese Aufsatzspitzen auf Ihren Mischkanülen und applizieren Sie Ihr Tresident 2000 DH Abformmaterial so noch schneller, einfacher und vor allem exakter.