



Bohrerständer 2813

Stück Deckel (B x H x T) 163 x 43 x 107 mm



Artikelnr.: 17392

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.133 kg

Höhe: 40 mm

Breite: 161 mm

Länge: 82 mm

€ 25,80

Zzgl. MwSt.

Stück Deckel (B x H x T) 163 x 43 x 107 mm

Plexiglas, nicht sterilisierbar. Sockel für 25 Hand- oder 25 Winkelstück-Instrumente und 25 FG-Instrumente.