



Bohrerständer 2807

Stück Deckel (B x H x T) 163 x 62 x 107 mm



Artikelnr.: 17400
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.171 kg
Höhe: 111 mm
Breite: 67 mm
Länge: 173 mm

€ 19,07

Zzgl. MwSt.

Stück Deckel (B x H x T) 163 x 62 x 107 mm

Plexiglas, nicht sterilisierbar. Sockel für 50 Hand- oder 50 Winkelstück-Instrumente.