

ENDO-MATE TC2

Stück Handstück inklusive MP-F16R Kopf, ENDO-MATE TC2 Motor, Ladegerät



Artikelnr.: 17434

Hersteller: NSK Europe GmbH

Gewicht: 1.055 kg

Höhe: 113 mm

Breite: 201 mm

Länge: 237 mm

€ 907,93

Zzgl. MwSt.

Stück Handstück inklusive MP-F16R Kopf, ENDO-MATE TC2 Motor, Ladegerät

Intelligenter und sicherer: Kabelloses endodontisches Handstück mit Drehmomentkontrolle und Auto-Reverse-Funktion.

- Schlanker Minikopf und Hals garantiert beste Sicht
- Große LCD-Anzeige und benutzerfreundliche Tasten
- Leicht und ergonomisches Design
- Intelligente Auto-Reverse- und Alarm-Funktion
- 5 Voreinstellungen für verschiedene Programme
- Letzte Programmeinstellung wird beim Ausschalten des Geräts gespeichert
- 90-Minuten-Schnell-Aufladung (kontaktfrei)