



## WL-Adapter Universal

Stück Kunststoff 01

---



Artikelnr.: 17474

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 0.002 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 6 mm

Länge: 99 mm

**€ 11,86**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Adapter Kunststoff 01

Universaladapter mit Lueranschluss für Übertragungsinstrumente (ISO 9168) zum Einbringen von Reinigungs- und Pflegemitteln (z. B. WL-clean, WL-cid, Pflegeöl) und zum Ausblasen mit WL-dry/WL-Blow. Auch geeignet zum Ausblasen mittels Mehrfunktionsspritzen der Reinigungslösung WL-clean mittels Lueranschluss z. B. in sonstige Hohlkörperinstrumente.