



DIATECH CERASHINE

Packung 10 Stück unmontiert, rot, Figur 372 Scheibe, 3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 17577
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 60 mm
Länge: 100 mm

€ 10,99

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, rot, Figur 372 Scheibe, Stärke: 3 mm, ISO 220

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- Keramik
- Drehzahl 5.000-10.000 U/min.