



Diamantschleifer 156

Packung 5 Stück FG, Figur 156, 4 mm, ISO 008



Artikelnr.: 17626

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 60 mm

Länge: 101 mm

€ 22,48

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer FG, Figur 156, Kopflänge: 4 mm, ISO 008

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Vollkeramik- und Metall-Keramik-Kronen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min.