



Einweg-Kühlmittelschlauch

Packung 10 Stück für implantmed, eclomed Serie & piezomed, 3,5 m Kabel



Artikelnr.: 17644
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.412 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 222 mm
Länge: 235 mm

€ 47,39

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Kühlmittelschläuche für implantmed SI-95, eclomed SA-200, SA-310, elcomed 100, piezomed SA-320, für Motor mit 3,5 m Kabel

Zubehör für Chirurgie Antriebseinheiten.