

# Waxprofi

Stück



Artikelnr.: 17740  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 0.926 kg  
Höhe: 151 mm  
Breite: 195 mm  
Länge: 307 mm

**€ 265,02**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Wachswärmer

Um einer Prothese Frische und Lebendigkeit zu verleihen, bedarf es Ihrer individuellen Kunst. Um dies effizient umsetzen zu können, bedarf es unseres Waxprofi. Kommen Sie in den Genuss der Leichtigkeit, mit dem heute Aufstellungen modelliert werden.

### Vorteile

- 50% Zeitersparnis durch die Vorwärmfunktion
- Individuelle Einstellung der Wachsconsistenz (von cremig bis flüssig) durch stufenlose Temperatureinstellung von 40–110° C
- Arbeiten ohne ständiges Nachfüllen durch ein großes Beckenvolumen (110 ml)

### Details

- Einfaches Aufnehmen der Wachsportionen durch ergonomische Bauhöhe
- Sauberes Handling durch funktionelles Beckendesign
- Schutz des Wachses mittels integriertem Deckel
- Für die Verwendung von Lichtwachsen geeignet