



Diamanten 369

Packung 3 Stück schwarz supergrob, HP, Figur 263 Konus rund, 12 mm, ISO 070



Artikelnr.: 17770
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 31,04

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten schwarz supergrob, HP, Figur 263 Konus rund, Kopflänge: 12 mm, ISO 070

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik