



Honigum Putty

Packung 380 ml Doppelkartusche, 10 MixStar-Tips



Artikelnr.: 17774
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.944 kg
Höhe: 120 mm
Breite: 127 mm
Länge: 197 mm

€ 79,48

Zzgl. MwSt.

Packung 380 ml Doppelkartusche, 10 MixStar-Tips

Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf der Basis von A-Silikonem.

Anwendungsgebiete

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen.

- Echte Putty Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche
- Sehr gute Erhärtung bereits ab Mischbeginn
- Sehr gute Reißfestigkeit
- Hohes Rückstellvermögen
- Von Hand formbar