

MixStar-eMotion

Stück



Artikelnr.: 17789
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 11 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 470 mm
Länge: 550 mm

€ 1.290,31

Zzgl. MwSt.

Stück Anmischgerät

Der *MixStar-eMotion* steht für die neueste Generation vollautomatischer Anmischung - einfacher, schneller, sicher. Die höchste von drei wählbaren Geschwindigkeiten ermöglicht eine doppelt so schnelle Ausbringung wie sein Vorgänger, der MixStar. Mit zwei Timern können die Verarbeitungszeit und die Mundverweildauer eingestellt und in Programmen gespeichert werden. Eine serielle Schnittstelle ermöglicht die Aktualisierung der Software via Internet.

Die Vorteile

- Einfache Bedienung und schnelles Arbeiten
- Drei verschiedene Geschwindigkeiten
- Doppelt so schnelle Ausbringung wie der bisherige MixStar
- Programme mit zwei Timern für Verarbeitungszeit und Mundverweildauer
- Vollautomatisch
- Mit Schlauchbeuteln oder Kartuschen nutzbar