



Detaferm®

Packung 40 g Glas-Tiegel weiß opaque



Artikelnr.: 17831
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.062 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 33 mm
Länge: 34 mm

€ 10,77

Zzgl. MwSt.

Packung 40 g Glas-Tiegel weiß opaque

Gebrauchsfertige Verschlussmasse für die provisorische Kavitätenversorgung. Jetzt auch mit Calciumfluorid zur Remineralisierung. Härtet im Mund unter Speichelfluss, hohe Klebkraft in der Kavität. Leicht zu verarbeiten, hervorragender Randschluss, leicht zu entfernen.