

# EUROSEAL

Stück mit Rollenhalter

---



Artikelnr.: 18106

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 8 kg

**€ 574,78**

*Zzgl. MwSt.*

---

## Stück Foliensiegelgerät mit Rollenhalter

Die zuverlässige, sparsame und extrem belastbare Technik gekoppelt mit dem auch separat zu montierenden Rollenhalter ist variabel und platzsparend.

- Wartungsfreies System zur Versiegelung von Sterilisationsfolien aus Papier / Folie. Macht Heizdraht und Teflonband überflüssig
- Schnelles, gleichmäßiges Verschweißen (3 Sekunden) ohne Pausen
- 12 mm breite, bis zu 31 cm lange Schweißnaht. Fest eingestellter Anpressdruck, absolut konstante und überwachte Temperatur
- Sparsam beim Stromverbrauch