



Diamantscheibe 367

Stück gelb extrafein, HP, Figur 367, 0,09 mm, ISO 220



Artikelnr.: 18192
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 24,28

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe gelb extrafein, HP, Figur 367, 0,09 mm, ISO 220

Ultraflex. Eine ultradünne Diamantscheibe mit extrafeiner Diamantkörnung zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen im Front- und Seitenzahnbereich.

- Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik