



VOCO Mischkanülen Typ 11

Packung 50 Stück braun, Typ 11



Artikelnr.: 18298
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.073 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 103 mm
Länge: 124 mm

€ 35,65

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Mischkanülen braun, Typ 11

Mischkanülen für Rebilda DC (in der QuickMix Spritze), Bifix QM, Grandio Core Dual Cure (in der QuickMix Spritze), Fit Test C&B (nur mit Applikationskanüle Typ 1).