



REBASE II FAST

Packung 48 g Härter



Artikelnr.: 18320
Hersteller: Tokuyama Dental
Gewicht: 0.077 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 51 mm
Länge: 53 mm

€ 25,42

Zzgl. MwSt.

Packung 48 g Härter

REBASE II ist als hartes Unterfütterungsmaterial direkt "chairside" oder im Labor zu verwenden. Intraoral härtet REBASE II geruchsneutral innerhalb von fünf Minuten bei nur geringer Wärmeentwicklung vollständig aus. REBASE II kann sowohl für Voll- als auch für Teilprothesenunterfütterungen angewandt werden. Nach dem Aushärten lässt sich das Material leicht bearbeiten. REBASE II ist Methylmethacrylat-frei.