



Trimm-Schablonen

Stück Schablone für Oberkiefer



Artikelnr.: 18410

Hersteller: Wassermann Dental-Masch.

Gewicht: 0.5 kg

€ 61,67

Zzgl. MwSt.

Stück Schablone für Oberkiefer

Zubehör für Gipstrimmer HSS-88/HSS-99.

Artikel 18410 - ist beim HSS-99 die KFO-Zubehör-Version 1 (bis 2013).

Die neue Version (passend zu Artikelnr. 127341 - Richtlicht Basis Laser) hat die Artikelnr. 127340.