



PIEZON® PI MAX Instrumenten Spitze

Packung 4 Stück



Artikelnr.: 18855

Hersteller: E.M.S. Electro Medical

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 81 mm

Länge: 116 mm

€ 110,41

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Spitzen

Durch die spezielle Zusammensetzung der Instrumenten Spitze aus Polyetheretherketon (PEEK), welche mit 30% Kohlenstoff gefüllt ist, wird die Implantatoberfläche während der Behandlung nicht beschädigt. Das mit Kohlenstoff gefüllte PEEK sorgt für korrekte Flexibilität und eine lineare Bewegung.