



DIATECH COMPREPOL PLUS

Packung 5 Stück helllila, RA, Figur 030 Kelch, 7,5 mm, ISO 060



Artikelnr.: 18867

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 25 mm

Breite: 50 mm

Länge: 100 mm

€ 30,96

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer helllila, RA, Figur 030 Kelch, Kopflänge: 7,5 mm, ISO 060

DIATECH Silikonpolierer mit Diamant sind beständig und eher abrasiv, weshalb sie für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Endhärte empfohlen werden.

Die weicheren Silikonpolierer sind für die Bearbeitung von Materialien mit geringerer Endhärte geeignet, da sie die Strukturen, die dem Zahn sein natürliches Aussehen verleihen, nicht abtragen.

- Komposit
- Drehzahl 3.000-8.000 U/min., Drehzahl Twister: 10.000-12.000 U/min.