



BonaDect

Packung 5 ml Kartusche, 5 Mischkanülen



Artikelnr.: 19015
Hersteller: BonaDent GmbH
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 22 mm
Breite: 143 mm
Länge: 197 mm

€ 50,57

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml Kartusche, 5 Mischkanülen

BonaDect ist ein leicht zu verarbeitender, provisorischer, eugenolfreier Befestigungszement auf Zinkoxidbasis, der die Aushärtung von Füllungs- und Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis nicht beeinflusst. *BonaDect* fließt leicht und gestattet so ein einwandfreies, exaktes Einsetzen des Provisoriums. Die optimierten Materialeigenschaften von *BonaDect* sorgen dabei für einen sicheren Halt des Provisoriums bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit. Durch die gute thermische Isolierfähigkeit wird einer Heiß-Kalt-Sensitivierung vorgebeugt. *BonaDect* wird in der Kartusche automatisch gemischt und direkt auf die Restauration bzw. in die Kavität appliziert. Eine manuelle Anmischung der beiden Komponenten ist nicht mehr nötig. *BonaDect* in der praktischen 5 ml- Kartusche dient zur provisorischen Befestigung von provisorischen und permanenten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays.