

Mini L.E.D.

Stück



Artikelnr.: 19074
Hersteller: ACTEON Germany GmbH
Gewicht: 0.98 kg
Höhe: 105 mm
Breite: 157 mm
Länge: 265 mm

€ 731,53

Zzgl. MwSt.

Stück Tischgerät

Kabelloses Lichthärtegerät mit neuester LED-Technologie im aktuellen Pencil-Design.

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Drei Programme: Standard - Pulsmodus - Softstart
- Lithium-Ion Akku ohne Memoryeffekt, eingebauter Radiometer zur Überprüfung der Lichtleistung