



HM-Finierer TC758

Packung 3 Stück RA XL, Figur 258, 2,75 mm, ISO 012



Artikelnr.: 19088
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 38,56

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Finierer RA XL, Figur 258, Kopflänge: 2,75 mm, ISO 012

Die speziell entwickelten Hartmetallinstrumente bieten eine echte Alternative zur Kürettenbehandlung. Die Instrumente ermöglichen eine substanzschonende Wurzelglättung mit erkennbarer geringerer Riefenbildung im Vergleich mit der Kürettenanwendung.

- TC758 - PerioRed Instrument III
- TC 758L - PerioRed Instrument IV
- Mit Wasserspray benutzen
- Wurzelglättung
- Drehzahl 8.000 U/min. - Root / Planing, 12.000 U/min. - Scaling