



## ERGOPLANT Sinutome

Stück DX577R, bajonett, Ø 3,5 mm



Artikelnr.: 19243  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.036 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 14 mm  
Länge: 152 mm

**€ 56,84**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Sinutome DX577R, bajonett, Ø 3,5 mm

Ist bei Augmentation im Oberkiefer noch ausreichend vertikales Knochenangebot vorhanden, so dass auf einen externen Sinus Lift mittels lateralem Fenster verzichtet wird, kann ein interner Sinus Lift mittels *Sinutom* durchgeführt werden.