



Omni-Etch

Packung 2 x 1,9 g Spritze, 4 Applikationskanülen



Artikelnr.: 19541

Hersteller: Omnident GmbH

Gewicht: 0.024 kg

Höhe: 26 mm

Breite: 28 mm

Länge: 174 mm

€ 8,00

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 1,9 g Spritze, 4 Applikationskanülen

Omni-Etch ist ein 37 %iges Phosphorsäure-Gel zum Konditionieren des Zahnschmelzes und Dentin. *Omni-Etch* ist mit leuchtenden Farbstoffen (aber dunkel) gefärbt, um einen starken Kontrast zur hellen Zahnoberfläche zu erzeugen.