



## WiroFine

Karton 15 x 400 g Beutel ohne Flüssigkeit

---



Artikelnr.: 19693

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 6.472 kg

Höhe: 108 mm

Breite: 264 mm

Länge: 399 mm

**€ 52,99**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Karton** 15 x 400 g Beutel ohne Flüssigkeit

Die Universal-Einbettmasse für alle Indikationen in der Modellguss-Technik und Kombitechnik für Gel- oder Silikondublierung

- Schnell oder konventionell aufheizbar bis 1.050 °C bei idealen Expansionswerten, bietet die notwendige Flexibilität für das moderne Dentallabor
- Schnelles Vorheizen bis 1.000 °C Einlegetemperatur = Endtemperatur – bedeutet eine Zeitersparnis von 20 - 30 % gegenüber Einbettmassen, die ab 600 °C aufgeheizt werden müssen
- Ideales Fließverhalten ermöglicht sicheres und entspanntes Arbeiten, da selbst feinste Bereiche präzise reproduziert werden
- Die Präzision der Duplikatmodelle mit hoher Kantenstabilität führt zu optimaler Passung ohne zeitaufwändige Nacharbeit – ideal für Kombiarbeiten
- Für alle Muffelformen und Modellgeometrien einsetzbar bedeutet Systemunabhängigkeit bei sicherer, rationeller Verarbeitung
- Sehr gutes Ausbettverhalten durch minimale Reaktion zwischen Einbettmasse und Legierung
- Sichere Expansionssteuerung für exzellente Passungsergebnisse durch das Spezial-Liquid BegoSol K