



Diamantschleifer 238

Stück grün grob, FG, Figur 238, 4 mm, ISO 012



Artikelnr.: 200028
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 60 mm
Länge: 99 mm

€ 6,75
Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer grün grob, FG, Figur 238, Kopflänge: 4 mm, ISO 012

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Figur 238X = Zum einfachen Aufschneiden von alten Füllungen und Kronen, kürzerer Kopf für mehr Sicherheit
- Zahnrestauration - Amalgam-Restaurationen, Komposit-Restaurationen auch an Milchzähnen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.