



ProxoshapeTray

Stück Tray



Artikelnr.: 200064
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.076 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 60 mm
Länge: 95 mm

€ 42,14

Zzgl. MwSt.

Stück Tray

Kompaktes Edelstahl-Tray mit farbigen Silikonhaltern für die Bereitstellung der oszillierenden Intensiv Proxoshape Feilen.

Während der Behandlung, in der oszillierende Feilen verwendet werden, ist es von grosser Bedeutung einen sicheren, hygienisch einwandfreien, sterilisierbaren Halter zur Verfügung zu haben und der zudem in der Zusammenstellung individuell gestaltet werden kann. Die Identifizierung der zu benutzenden Feilen muss eindeutig und unmittelbar möglich sein. Die Aufbewahrung der Feilen muss nach der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation in absoluter Sicherheit erfolgen.

Produktbeschreibung:

- Edelstahl-Tray, bestehend aus Basis und Deckel
- Das Tray hat innen eine schwenkbare Einlage mit neun Öffnungen, passend für die Aufnahme sterilisierbarer, farbiger Silikonhalter
- Aussendimensionen des Trays: 87x51x14 mm (LxBxH)
- Das Tray verfügt über Schlitzöffnungen zur Spülung des TrayInneren mit Desinfektionslösung
- Das Tray erlaubt über die Silikonhalter die Bereitstellung von neun unterschiedlichen oszillierenden Intensiv Feilen wie z.B: Intensiv Proxoshape, Intensiv Bevelshape, Intensiv Rootshape

Indikationen

- Geordnete Bereitstellung der oszillierenden Intensiv Feilen während der Behandlung wie z.B. Entfernung von approximalen Überschüssen und Finieren und Polieren
- Stabile Halterung der oszillierenden Intensiv Feile während der Desinfektion und Sterilisation
- Aufbewahrung der oszillierenden Intensiv Feilen

Vorteile

- Die Intensiv Feilen sind während der Behandlung gemäss Zuordnung ihrer Anwendung verfügbar
- Individuelle Kombination mit farbigen Silikonhaltern
- Kompakt und leicht
- Geeignet für die Desinfektion und Sterilisation
- Sichere Aufbewahrung der Intensiv Feilen