



## Silikonhalter

Sortiment 8 Stück sortiert (grau, dunkelblau, braun, rot, weiß, gelb, orange, hellblau)

---



Artikelnr.: 200066  
Hersteller: Intensiv SA  
Gewicht: 0.002 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 95 mm

**€ 13,23**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Sortiment** 8 Halter sortiert (grau 90 µm, dunkelblau 80 µm, braun 60 µm, rot 40 µm, weiß 25 µm, gelb 15 µm, orange 08 µm, hellblau)

Verfügbare farbige Silikonhalter den Körnungen der Strips entsprechend.