



SmartPegs

Packung 5 Stück Type 4



Artikelnr.: 200129
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 94 mm
Länge: 104 mm

€ 116,64

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Metallstifte Type 4

SmartPegs sind kleine, präzisionsgefertigte Metallstifte, die für Messungen am Implantat angebracht werden. *SmartPegs* können leicht platziert werden und nehmen im Mund des Patienten nur geringen Raum ein. *SmartPegs* sind ausschließlich für den Einmalgebrauch vorgesehen und für unterschiedliche Implantatsysteme erhältlich.