




Diamantscheibe 363

Stück rot fein, HP, Figur 363, 0,10 mm, ISO 100



Artikelnr.: 200136
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 13,71

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe rot fein, HP, Figur 363, 0,10 mm, ISO 100

Superflex. In feiner Diamantkörnung, zum Abrunden von Approximalfächen, zum Separieren von Keramik.

- Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik