



# ProTaper Next® Conform Fit™ Guttaperchaspitzen

Packung 60 Stück X2/X3



Artikelnr.: 200333  
Hersteller: Dentsply Sirona Europe  
Gewicht: 0.026 kg  
Höhe: 12 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 74 mm

**€ 15,20**

*Zzgl. MwSt.*

## Packung 60 Guttaperchaspitzen X2/X3

Guttapercha-Spitzen mit Conform Fit™ Technologie – die Guttapercha mit variabler Konizität passend zur korrespondierenden Feile. Die fortschrittliche Formulierung nutzt einen modernen Herstellungsprozess für eine um 40 % konsistentere Form und Passung im Vergleich zu herkömmlicher Guttapercha. Die daraus resultierende überlegene apikale Passung bietet einen akkuraten Tug Back, den sie spüren können.

- Moderne Fertigungstechnik für gleichbleibende Form und Qualität
- Variable Konizität für einen präzisen Sitz und akkuraten Tug Back
- Latexfrei für erhöhte Patientensicherheit
- Bessere Wärmeleitung und Fließigenschaften bei niedrigeren Temperaturen
- Praktischer Griff zur einfachen Unterscheidung und Handhabung
- Einfache Zuordnung: Farbcodierung analog der Feilen