




ProTaper Next® Conform Fit™ Guttaperchaspitzen

Packung 60 Stück X4/X5



Artikelnr.: 200334
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 12 mm
Breite: 46 mm
Länge: 74 mm

€ 15,20

Zzgl. MwSt.

Packung 60 Guttaperchaspitzen X4/X5

Guttapercha-Spitzen mit Conform Fit™ Technologie – die Guttapercha mit variabler Konizität passend zur korrespondierenden Feile. Die fortschrittliche Formulierung nutzt einen modernen Herstellungsprozess für eine um 40 % konsistentere Form und Passung im Vergleich zu herkömmlicher Guttapercha. Die daraus resultierende überlegene apikale Passung bietet einen akkuraten Tug Back, den sie spüren können.

- Moderne Fertigungstechnik für gleichbleibende Form und Qualität
- Variable Konizität für einen präzisen Sitz und akkuraten Tug Back
- Latexfrei für erhöhte Patientensicherheit
- Bessere Wärmeleitung und Fließigenschaften bei niedrigeren Temperaturen
- Praktischer Griff zur einfachen Unterscheidung und Handhabung
- Einfache Zuordnung: Farbcodierung analog der Feilen