



## Aquasil® Ultra+

Nachfüllpackung 4 x 50 ml Doppelkartusche Heavy Fast Set, Zubehör

---



Artikelnr.: 200417  
Hersteller: Dentsply Sirona Europe  
Gewicht: 0.474 kg  
Höhe: 136 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 175 mm

**€ 104,64**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Nachfüllpackung** 4 x 50 ml Doppelkartusche Heavy Fast Set, 12 Mischkanülen

*Aquasil® Ultra+* ist ein A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist. Neueste Entwicklungen sorgen dafür, dass die klinische Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten optimiert wurde.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate