



Aquasil® Ultra+

Nachfüllpackung 4 x 50 ml Doppelkartusche Heavy Extended Set, Zubehör



Artikelnr.: 200419
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.474 kg
Höhe: 136 mm
Breite: 68 mm
Länge: 175 mm

€ 104,64

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 4 x 50 ml Doppelkartusche Heavy Extended Set, 12 Mischkanülen

Aquasil® Ultra+ ist ein A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist. Neueste Entwicklungen sorgen dafür, dass die klinische Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten optimiert wurde.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate