



Aquasil® Ultra+

Nachfüllpackung 4 x 50 ml Doppelkartusche XLV Regular Set, Zubehör



Artikelnr.: 200421
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.448 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 134 mm
Länge: 178 mm

€ 106,46

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 4 x 50 ml Doppelkartusche XLV Regular Set, 12 Mischkanülen, 12 Intraoral-Tips

Aquasil® Ultra+ ist ein A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist. Neuste Entwicklungen sorgen dafür, dass die klinische Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten optimiert wurde.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate