

G 7831 Thermo-Desinfektor Einsatz

Stück Sieb mit Deckel



Artikelnr.: 200696
Hersteller: Miele & Cie.KG
Gewicht: 0.149 kg
Höhe: 80 mm
Breite: 95 mm
Länge: 133 mm

€ 110,91

Zzgl. MwSt.

Stück Sieb mit Deckel, für diverse Kleinstteile

Reinigungs- und Desinfektionsautomat (Breite 45 cm) ohne Korbausstattung. Für die maschinelle Reinigung und thermische Desinfektion unter Erfüllung allgemeiner oder seuchenhygienischer Anforderungen von medizinischen Geräten und Instrumenten. Ausgestattet mit DESIN vario TD-Programm zur materialverträglichen Aufbereitung von Edelstahlinstrumenten, Mundspiegeln, Saugkanülen und thermostabilen Absaugschläuchen. Auch für die Aufbereitung von Turbinen, Hand- und Winkelstücken. Die Reinigung und thermische Desinfektion erfolgt innen und außen zusammen mit den übrigen Dentalinstrumenten in einem Arbeitsgang.