



V-Print SG

Flasche 1.000 g clear



Artikelnr.: 200729
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 1.239 kg
Höhe: 226 mm
Breite: 102 mm
Länge: 109 mm

€ 252,97

Zzgl. MwSt.

Flasche 1.000 g Kunststoff clear

V-Print SG ist ein lichthärtender Kunststoff zur generativen Fertigung von dentalen biokompatiblen Bohrschablonen für DLP-Drucker mit einer 385 nm UV-LED Lichtquelle. Aus V-Print SG hergestellte Bohrschablonen sind bei 134 °C für max. 5 Minuten dampfsterilisierbar.

Dentale Bohrschablonen, Medizinprodukt der Klasse II a

- Dampfsterilisierbar bei 134 °C
- Optimale Fließigenschaften
- Hohe Präzision für optimale Passung
- Gute Grünlingsfestigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Biokompatibel
- Geschmacksneutral
- Optimiertes Druckergebnis dank spezieller SolFlex / V-Print Verarbeitungsanleitung