



LM-ErgoGrip Focus LED

Stück blau



Artikelnr.: 200747
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 1 mm
Breite: 100 mm
Länge: 150 mm

€ 91,95

Zzgl. MwSt.

Stück Handstück blau

Der LM-ErgoGrip LED mit Weitwinkellinse und der *LM-ErgoGrip Focus LED* mit fokussierter Linse garantieren beide einen angenehmen, rutschfesten Griff und einen guten Tastsinn. Das weiche Material dämpft die Vibrationen, wirkt kälteisolierend und verhindert Karpaltunnelsyndrom und Durchblutungsstörungen. ErgoGrips sind abnehmbar und autoklavierbar, d.h. es müssen keine teuren zusätzlichen Handstücke gekauft werden. Mit ein paar ErgoGrips führen Sie Ihre Praxis effektiv und behandeln Patient für Patient.