



LuxaCrown

Packung 50 ml Kartusche A1, 15 Automix-Tips



Artikelnr.: 200808
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.237 kg
Höhe: 131 mm
Breite: 57 mm
Länge: 103 mm

€ 159,86

Zzgl. MwSt.

Packung 50 ml Kartusche A1, 15 Automix-Tips

Mit dem neuen, semi-permanenten DMG *LuxaCrown* lassen sich langfristig stabile Kronen einfach, schnell und preiswert anfertigen – direkt chairside. Dabei ist die Versorgung ausgesprochen passgenau, ästhetisch und langlebig. Das vielseitige *LuxaCrown* ist einsetzbar zum Schutz des verbleibenden Zahns wie auch zur Wiederherstellung der anatomischen Form bzw. der Kaufunktion. Das Material empfiehlt sich insbesondere für die längerfristige Beobachtung des Therapieerfolgs, bei zeitlichen Überbrückungen von Ausheilphasen oder bei schwierigen Versorgungssituationen.

- Exzellente Bruchzähigkeit und Biegefestigkeit
- Ästhetisch – ideale Hochglanzpolierbarkeit
- Einfache Verarbeitung
- Zuverlässig langlebig: Tragedauer bis zu 5 Jahre