



Modeling Liquid

Refill Flasche 6 ml



Artikelnr.: 200926
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.021 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 32 mm
Länge: 40 mm

€ 31,71

Zzgl. MwSt.

Refill Flasche 6 ml

Modeling Liquid ist die Lösung von GC für eine einfache, schnelle und effiziente Anwendung aller direkten Kompositmaterialien. Durch das Auftragen mit einem Pinsel vereinfacht GC Modeling Liquid das Applizieren und Formen von Kompositen und sorgt für perfekte Morphologie und glatte Oberflächen.