



Impregum™ Penta™ Super Quick Kartusche

Stück Leerkartusche Super Quick für Pentamix 3



Artikelnr.: 200935
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.309 kg
Höhe: 70 mm
Breite: 177 mm
Länge: 103 mm

€ 48,48

Zzgl. MwSt.

Stück Leerkartusche Super Quick für Pentamix 3

Kartusche für das 3M™ Pentamix™ 3 Automatische Mischgerät zur Verarbeitung des 3M™ Imprint™ 4 Preliminary Abformmaterials.

- Völlig homogene und blasenfreie Mischung auf Knopfdruck
- Langlebige, stahlverstärkte Kartusche
- Auf Knopfdruck liefert das 3M™ Pentamix™ 3 Automatische Mischgerät eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für präzise Abformungen

Zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Pentamix™ 3 System.

- Inlay- und Onlayabformungen
- Implantatabformungen