



smartPearls

Flasche 300 g Lemon, 40-50 µm



Artikelnr.: 200937
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.331 kg
Höhe: 140 mm
Breite: 63 mm
Länge: 63 mm

€ 10,02

Zzgl. MwSt.

Flasche 300 g smartPearls Lemon, 40-50 µm

smartPearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten. Das Pulver hat eine Korngröße 40-50 µm. Die *smartPearls* gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.