



# Intraoral Twist Polisher for Silicate Ceramics

Kit 3 Diamanten, 4 Polierer



Artikelnr.: 201011  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.053 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 49 mm  
Länge: 71 mm

**€ 112,35**

Zzgl. MwSt.

Kit 3 Diamanten (805F, 862F, 830F rot, FG), 4 Polierer (DPO02 braun, DPO05 grau, 9771M blau, 9771C beige, RA)

Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Silicate Ceramics enthalten die von Greg Campbell DDS empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Silikat Keramiken. Das Praxis-Set bietet die perfekten Instrumente für ein intraorales Bearbeiten und Polieren der Silikatoberfläche. Die Diamantinstrumente ermöglichen ein sanftes Anpassen von Okklusalfächen und Kronenrändern. Mithilfe der hochwertigen Polierer erfolgt abschließend eine finale Hochglanzpolitur.