



Hygopac Sealcheck

Packung 250 Stück



Artikelnr.: 201018
Hersteller: Dürr Dental SE
Gewicht: 0.783 kg
Höhe: 80 mm
Breite: 161 mm
Länge: 225 mm

€ 118,54

Zzgl. MwSt.

Packung 250 Teststreifen

Hygopac Sealcheck von Dürr Dental ist ein gebrauchsfertiges System aus Hygofol-Sterilgutfolien mit integriertem Indikator – das ideale System für die tägliche Qualitätskontrolle der Verschlusssicherheit von versiegelten Sterilgutverpackungen. Eine schnelle und einfache Kontrolle der Siegelnähte zur Funktionsbeurteilung gemäß DIN EN ISO 11607-2 wird mit dem *Hygopac Sealcheck*-System ermöglicht. Eine gleichbleibende Qualität des Siegelprozesses liefert dann reproduzierbare Resultate, wenn täglich ein dokumentierter Nachweis über die Verschlusssicherheit geführt wird. Zur visuellen Prüfung der Siegelnaht wird das Testsystem versiegelt, ausgewertet und dokumentiert. Eine optimale Farbverteilung über die gesamte Siegelnahtbreite und -länge zeigt eine intakte und optimale Siegelnaht an, die ein sicheres Sterilbarriersystem bildet.