



## Cavitron® THINsert

Stück CTI-10 S, gerade



Artikelnr.: 20114

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.071 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 76 mm

Länge: 235 mm

**€ 214,83**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Ansatz CTI-10 S, gerade

- Spezialinstrument für besonders eng anliegende Taschen, schwer zugängliche Interdentalräume und bei Zahnfehlstellungen
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte
- Verwendung im reduzierten Leistungsbereich „Blue Zone“
- Optimaler Zugang durch 40 % dünnere Arbeitsspitze
- Verbesserte Adaptation durch um 9 % erweiterten Arbeitswinkel